

Anti-Fbxl5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uka1

Artikelnummer: CM0029812



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen FBXL5 (F-box/LRR-repeat protein 5) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur Eisenhomöostase, Ubiquitin-Proteasom-System und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXL5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBL4; FBL5; FLR1; FBXL5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26234
GenID	26234
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-310 von menschlichem FBXL5 (NP_036293.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKA1
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel