

Anti-Fbxo10-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uk96

Artikelnummer: CM0020105

Einführung

Dieser polyklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen humanes FBXO10, einen Bestandteil des SCF-E3-Ubiquitin-Ligasekomplexes. Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Geeignet für die Erforschung von Apoptose und Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO10-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FBX10; PRMT11; FBXO10
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	26267
GeneID	26267
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-180 des humanen FBXO10 (NP_036298.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9UK96
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Ice-Bag