

Anti-Fbxo2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uk22

Artikelnummer: CM0029037

Einführung

FBXO2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität für Maus und Ratte. Erkennt das F-Box-Protein 2, eine Substraterkennungskomponente des SCF-Ubiquitin-Ligase-Komplexes, der am ER-assoziierten Abbau von Glykoproteinen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBG1; FBX2; Fbs1; OCP1; NFB42; FBXO2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26232
Gen-ID	26232
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-296 des humanen FBXO2 (NP_036300.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UK22
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel