

Anti-Fbxo21 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94952

Artikelnummer: CM0020006

Einführung

Hochwertiger Anti-FBXO21-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-FBXO21. Ideal für die Erforschung von Ubiquitinierung und Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBX21; FBXO21
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	23014
Gen-ID	23014
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 440-621 des humanen FBXO21 (NP_055817.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94952
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eistasche