

Anti-Fbxo28 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvf7

Artikelnummer: CM0022449

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes FBXO28 (UniProt Q9NVF7) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Reagiert mit menschlichem und Ratten-FBXO28. Geeignet für Studien zu Ubiquitin-Ligase, genomischer Stabilität und Beta-Zell-Überleben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO28 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Fbx28; DEE100; CENP-30; FBXO28
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23219
GenID	23219
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NVF7
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel