

Anti-Fbxo3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uk99

Artikelnummer: CM0017621



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes FBXO3 (F-box only protein 3) gerichtet ist und für Western Blot (WB) und ELISA validiert wurde. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. Geeignet für die Untersuchung der Funktion von E3-Ubiquitin-Ligasen und Proteinabbauwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBA; FBX3; FBXO3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26273
Gen-ID	26273
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von humanem FBXO3 (NP_036307.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9UK99
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel