

Anti-Fbxo31-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q5Xux0

Artikelnummer: CM0012914



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes FBXO31 (aa 240-539) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von DNA-Schäden und Zellzyklusregulation. Proteingewicht ~61 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO31 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBX14; Fbx31; MRT45; FBXO14; pp2386; FBXO31
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79791
GenID	79791
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 240-539 von humanem FBXO31 (NP_079011.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q5XUX0
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel