

Anti-Fbxo32 (Fbx32, Mafbx) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper - Q969P5

Artikelnummer: CM0013424

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FBXO32 (Fbx32, MAFbx). Validiert für IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Skelettmuskelatrophie und Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fbx32/FBXO32 Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Abkürzungen	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	114907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 206-355 des humanen Fbx32/FBXO32 (NP_478136.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969P5
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku