

Anti-Fbxo4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukt5

Artikelnummer: CM0028171



Einführung

FBXO4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper geeignet für WB und ELISA, detektiert humanes und murines FBXO4. Der Antikörper zielt auf F-box only protein 4 ab, eine Substraterkennungsuntereinheit der SCF E3-Ubiquitin-Ligase, nützlich für die Untersuchung Ubiquitin-vermittelter Degradation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBX4; FBXO4
Spezies	Human
GeneID (Human)	26272
GeneID	26272
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 138-387 des humanen FBXO4 (NP_036308.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UKT5
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eistüte