

Polyklonaler Anti-Fbxo42-Antikörper Für Wb, Elisa - Q6P3S6

Artikelnummer: CM0022612

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FBXO42, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet zur Untersuchung der Funktion der SCF-E3-Ubiquitin-Ligase und des p53-Abbaus.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	FBXO42-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JFK; Fbx42; FBXO42
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54455
Gen-ID	54455
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 468-717 des humanen FBXO42 (NP_061867.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q6P3S6
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Kühlakku