

Anti-Fbxo42 Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q6P3S6

Artikelnummer: CM0013173

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen FBXO42 (JFK, Fbx42). Validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von SCF-Ubiquitin-Ligasen und p53-Abbauwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO42 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	JFK; Fbx42; FBXO42
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54455
Gen-ID	54455
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 468-717 von humanem FBXO42 (NP_061867.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P3S6
Proteinmolekulargewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel