


Anti-Fbxo7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3I1

Artikelnummer: CM0027177



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper detektiert FBXO7 in Human, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. FBXO7 ist ein F-Box-Protein, das an Ubiquitinierung und Mitophagie beteiligt ist, mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 59kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXO7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBX, FBX7, PKPS, FBXO7, PARK15, FBXO7
Spezies	Human
GeneID (Human)	25793
GeneID	25793
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 353-522 von humanem FBXO7 (NP_036311.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3I1
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eistasche