

Anti-Fbxw11-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukb1

Artikelnummer: CM0026827



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FBXW11 (beta-TrCP2), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zum Ubiquitin-Proteasom-, Wnt- und NF-κB-S-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXW11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23291
Gen-ID	23291
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 443-542 von humanem FBXW11 (NP_036432.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKUB1
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel