

Anti-Fbxw11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukb1

Artikelnummer: CM0021466



Einführung

FBXW11-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FBXW11. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA und reaktiv mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für Untersuchungen der Ubiquitinierung, der Wnt-Signalübertragung und des NF-κB-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXW11-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23291
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen FBXW11.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKB1
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel