

Anti-Fbxw2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukt8

Artikelnummer: CM0024498

Einführung

Anti-FBXW2 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes FBXW2, eine Substrat-Erkennungskomponente des SCF-E3-Ubiquitin-Ligase-Komplexes. Geeignet für Studien zum Ubiquitin-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXW2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Md6; FBW2; Fwd2; FBXW2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26190
Gen-ID	26190
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 102-454 von menschlichem FBXW2 (NP_036296.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKT8
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel