

Anti-Fbxw7 Poliklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H0

Artikelnummer: CM0030890



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen FBXW7, geeignet für Western Blot, IHC (Paraffin) und ELISA. Nachweis von ~80 kDa FBXW7 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die Substraterkennungskomponente der Ubiquitin-Ligase für Studien zur proteasomalen Degradation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXW7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AGO; CDC4; FBW6; FBW7; hAgo; FBX30; FBXW6; SEL10; hCdc4; DEDHIL; FBXO30; SEL-10; FBXW7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55294
GeneID	55294
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 231-371 von menschlichem FBXW7 entspricht (NP_361014.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969H0
Proteinmasse	80 kDa
Versand	Eisbeutel