

Anti-Fbxw8 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N3Y1

Artikelnummer: CM0022138



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen FBXW8, eine substraterkennende Komponente des Cul7-RING-Ubiquitin-Ligase-Komplexes. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für Ubiquitinierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXW8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBW6; FBW8; FBX29; FBXW6; FBXO29; FBXW8
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	26259
GeneID	26259
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-598 von humanem FBXW8 (NP_699179.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N3Y1
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel