


Anti-Fcar Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P24071

Artikelnummer: CM0027373



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FCAR (CD89), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes und murines Protein, ideal zur Untersuchung der Fc-Rezeptor-Funktion in myeloiden Zellen und der mukosalen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCAR Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD89; FcαRI; FcαRI; CTB-61M7.2; FCAR
Spezies	Human
GeneID (human)	2204
GeneID	2204
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-287 von humanem FCAR (NP_001991.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P24071
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel