


Anti-Fcer1 Alpha Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12319

Artikelnummer: CM0007649



Einführung

Hochaffiner monoklonaler Antikörper gegen humanes FcεR1 alpha (FCER1A), validiert für WB und ELISA. Geeignet zum Nachweis von humanem, murinem und Rattus-IgE-Rezeptor in der Allergie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FcεR1 alpha Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	FCE1A, FcERI, FCERIA, FcεR1 alpha
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2205
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-205 von humanem FcεR1 alpha (NP_001992.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12319
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel