


Anti-FcεR1A Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P12319

Artikelnummer: CM0012678



Einführung

Hochaffiner IgE-Rezeptor-Untereinheit Alpha (FcεR1α) Kaninchenmonoklonaler Antikörper, validiert für WB, Durchflusszytometrie und ELISA; reagiert mit menschlichen Proben; ideal für die Allergie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FcεR1α Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2205
GenID	2205
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-205 von menschlichem FcεR1α (NP_001992.1) entspricht.)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12319
Protein-Gewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel