


Anti-Fcγ1G Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30273

Artikelnummer: CM0013730



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen FCER1G (Fc-Rezeptor-Gammakette) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Allergie- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCER1G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FCRG; FCER1G
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2207
GenID	2207
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-86 von menschlichem FCER1G (NP_004097.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P30273
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel