


Anti-Fcf1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y324

Artikelnummer: CM0023145



Einführung

Polyclonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches FCF1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Zielt auf Ribosomenbiogenese, lokalisiert im Nukleolus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCF1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	Bka; UTP24; CGI-35; C14orf111; FCF1
Spezies	Mensch
Gen-ID	51077
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-198 von menschlichem FCF1 (NP_057046.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9Y324
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel