

Anti-Fcgr1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92637

Artikelnummer: CM0021046

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FCGR1B (CD64b), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt den mutmaßlichen hochaffinen IgG-Fc-Rezeptor, der an der humoralen Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCGR1B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD34; FCG1; FcRI; CD64b; FCGR1; IGFR1; IGFRB; FCGR1B; FcgammaRIa
Spezies	Human
GeneID (human)	2210
GeneID	2210
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem FCGR1B (NP_001017986.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92637
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel