


Anti-Fcgr2A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P12318

Artikelnummer: CM0015369



Einführung

Kaninchen-polylonaler Antikörper gegen humanes FCGR2A (CD32), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Fc-Rezeptor-vermittelter Phagozytose und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCGR2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa; FCGR2A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2212
GeneID	2212
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 34-316 von humanem FCGR2A (NP_001129691.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12318
Proteinmasse	35kDa
Versand	Eisbeutel