

Anti-Fcgr2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P31994

Artikelnummer: CM0016422



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FCGR2B (CD32), validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Wesentlich für die Untersuchung von FcγRIIb-vermittelter Immunregulation und Mechanismen von Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCGR2B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD32; FCG2; CD32B; FCGR2; IGFR2; FCGR2C; FcGRIIB; FcRII-c; FcγgammaRIIb; FCGR2B
Spezies	Human
GeneID (human)	2213
GeneID	2213
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 43-217 von humanem FCGR2B (NP_003992.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31994
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eistasche