

Anti-Fcgr3A Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08637

Artikelnummer: CM0024900



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches FCGR3A (CD16), validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von antikörperabhängiger zellulärer Zytotoxizität und NK-Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCGR3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD16, FCG3, CD16A, FCGR3, IGFR3, IMD20, FCR-10, FCR11, CD16-II, FCGR11, FCR11A, FcGR11A, FCGR3A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2214
GenID	2214
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 150-250 von menschlichem FCGR3A (NP_000560.7)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonalen Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08637
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel