

Anti-Fcgr3B Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - O75015

Artikelnummer: CM0026711



Einführung

Hochwertiges kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes FCGR3B (Fc-Gamma-Rezeptor III-B). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FCGR3B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2215
GenID	2215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-233 von menschlichem FCGR3B (NP_000561.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75015
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel