

Anti-Fcgr3B Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - 075015

Artikelnummer: CM0016212



Einführung

FCGR3B (CD16b) polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt den niederaffinen IgG-Fc-Rezeptor III-B bei Mensch und Ratte, eine auf Neutrophilen exprimierte Falle für Immunkomplexe. Gewonnen aus Kaninchen, immunisiert mit rekombinantem humanem FCGR3B-Protein (1-233 AS).

[Mehr erfahren](#)

Kernspezifikationen	Details
Produktname	FCGR3B polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Spezies	Human
GeneID (Human)	2215
GeneID	2215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-233 des humanen FCGR3B (NP_000561.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	075015
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku