

Anti-Fcgrt/Fcrn Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55899

Artikelnummer: CM0007531



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen FCGR1/FCRN (FcRn), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen. Ideal zur Untersuchung von IgG-Transport und -Recycling.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCGR1/FCRN Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FCRN; FcγRn; IgG-Fc-Fragment-Rezeptor-Transporter-Alpha-Kette; FCGR1/FCRN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2217
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-290 von humanem FCGR1/FCRN (NP_004098.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55899
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eistasche