

## Anti-Fcho2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q0Jrz9

Artikelnummer: CM0017494



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FCHO2, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf ein frühes Endozytoseprotein, das an der Bildung Clathrin-beschichteter Gruben beteiligt ist; Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für die Untersuchung von Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FCHO2 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | FCHO2                                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| Gen-ID (Mensch)   | 115548                                                                                                                    |
| Gen-ID            | 115548                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des humanen FCHO2 (NP_620137.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                              |
| SWISS             | Q0JRZ9                                                                                                                    |
| Proteinmasse      | 89 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |