


Anti-Fcn1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00602

Artikelnummer: CM0030182



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches FCN1 (M-Ficolin). Geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und Komplementweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FCNM; FCN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2219
GenID	2219
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-326 des menschlichen FCN1 (NP_001994.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00602
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel