

Anti-Fcn2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15485

Artikelnummer: CM0019187



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes FCN2 (Ficolin-2), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität und zum Komplementweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P35; FCNL; EBP-37; Ficolin-2; FCN2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2220
GenID	2220
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 230-290 von humanem FCN2 (NP_004099.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15485
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel