

Anti-Fcrl3-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q96P31

Artikelnummer: CM0014351

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FCRL3 (MAIA), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Forschung zur B-Zell-Biologie, Immunregulation und Befruchtung. Reagiert mit humanem und murinem FCRL3.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCRL3-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	115352
Gen-ID	115352
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-180 des humanen FCRL3 (NP_443171.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96P31
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Kühlakku