


Anti-Fcrl5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Rd9

Artikelnummer: CM0014698



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FCRL5 (FcRH5, CD307), validiert für WB und ELISA. Ideal für B-Zell-Entwicklung, Lymphomforschung und Immunantwortstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FCRL5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD307; FCRH5; IRTA2; BXMAS1; CD307e; PRO820; FCRL5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	83416
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 16-190 von humanem FCRL5 (NP_001182317.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96RD9
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel