

Anti-Fdps Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P14324

Artikelnummer: CM0027968



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen FDPS (FPPS), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Farnesylpyrophosphatase, ein Schlüsselenzym der Isoprenoidbiosynthese. Geeignet für die Forschung zu Krebs, Stoffwechsel und Lipid-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FPS/FDPS Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2224
Gen-ID	2224
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-419 des menschlichen FPS/FDPS (NP_001995.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14324
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel