

## Anti-Fdx1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10109

Artikelnummer: CM0024183



### Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper richtet sich gegen humanes FDX1 (Adrenodoxin), ein mitochondriales Ferredoxin, das für die Steroidogenese essentiell ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert er mit Maus und ist ideal für metabolische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FDX1 Kaninchen pAb                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; Ferredoxin 1                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)   | 2230                                                                                                                                         |
| Gen-ID            | 2230                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 61-160 von humanem FDX1 (NP_004100.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                                 |
| SWISS             | P10109                                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 19kDa                                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                    |