

Anti-Fdx1/Adx-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46656

Artikelnummer: CM0029696

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen Ferredoxin 1 (FDX1/ADX), geeignet für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Steroidogenese und mitochondrialem Elektronentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FDX1/ADX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; Ferredoxin 1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	2230
GenID	14148
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 99-188 von Maus-FDX1/ADX (NP_032022.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46656
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel