

Anti-Fdx1/Adx Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10109

Artikelnummer: CM0003531



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes FDX1/ADX (P10109) gerichtet ist, essentiell für die Steroidhormonsynthese. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FDX1/ADX Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2230
GenID	2230
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FDX1/ADX (P10109) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10109
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel