

Anti-Fdx1/Adx Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10109

Artikelnummer: CM0024736



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes FDX1/ADX (Adrenodoxin). Validiert für WB und ELISA mit humanen Proben. Erforschung der Steroidogenese, mitochondrialen Elektronentransport und Nebennieren-Biologie. UniProt P10109.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FDX1/ADX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2230
GeneID	2230
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-184 des humanen FDX1/ADX (NP_004100.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10109
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel