

Anti-Fdxr Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22570

Artikelnummer: CM0026273

Einführung

FDXR Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, reaktiv gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum mitochondrialen P450-System, Forschung zur Coenzym-Q-Biosynthese und Untersuchungen zum Redoxstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FDXR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2232
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 252-491 des menschlichen FDXR (NP_077728.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22570
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel