


Polyklonaler Anti-Fen-1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P39748

Artikelnummer: CM0015008



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FEN-1 (MF1, RAD2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für Studien zur DNA-Replikation und -Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FEN-1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MF1; RAD2; FEN-1
Art	Mensch
Gen-ID	2237
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-380 des humanen FEN-1 (NP_004102.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P39748
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel