


Anti-Fen-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P39748

Artikelnummer: CM0004600



Einführung

FEN-1 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Detektiert endogene Gehalte von FEN-1 bei Mensch und Maus. FEN-1 ist eine wichtige Nuklease bei der DNA-Replikation und -Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FEN-1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	MF1; RAD2; FEN-1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2237
Gen-ID	2237
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem FEN-1 (P39748) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P39748
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel