

Anti-Fer Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16591

Artikelnummer: CM0030295



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FER (TYK3/p94-Fer) für Western Blot und ELISA. Erkennt FER in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und Rezeptorsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FER Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TYK3; PPP1R74; p94-Fer; FER
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2241
Gen-ID	2241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 200-450 von humanem FER (NP_005237.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16591
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel