

Anti-Fer1L5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - A0Avi2

Artikelnummer: CM0024381

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FER1L5, validiert für WB, IF-P und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Akrosomreaktion und Muskelzellfusion. A0AVI2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FER1L5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FER1L5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	90342
Gen-ID	90342
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1350-1670 von humanem FER1L5 (NP_001280012.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	A0AVI2
Proteingewicht	238kDa
Versand	Eisbeutel