

Anti-Fermt2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ac1

Artikelnummer: CM0025654



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FERMT2 (Kindlin-2, MIG-2). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Integrin-Signalwegen, fokalen Adhäsionen und dem Wnt-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FERMT2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	MIG2; KIND2; mig-2; UNC112; PLEKHC1; UNC112B; FERMT2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10979
GeneID	10979
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 380-550 des humanen FERMT2 (NP_006823.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96AC1
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel