

Anti-Ferredoxin-Reduktase-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P22570

Artikelnummer: CM0019837

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Ferredoxin-Reduktase (FDXR). Geeignet für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zur Untersuchung des mitochondrialen P450-Elektronentransfers und der Coenzym-Q-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ferredoxin-Reduktase-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2232
Gen-ID	2232
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 142–491 der menschlichen Ferredoxin-Reduktase (NP_077728.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22570
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku