

Anti-Ferredoxin-Reduktase Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P22570

Artikelnummer: CM0009193

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Ferredoxin-Reduktase (FDR). Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung am mitochondrialen P450-System und Steroidstoffwechsel. Vorhergesagte Bande: 54 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ferredoxin-Reduktase Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	ADR; ADXR; ANOA
Spezies	Mensch
Gen-ID	2232
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 142-491 der humanen Ferredoxin-Reduktase (NP_077728.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22570
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel