


Anti-Ferritin Heavy Chain Mon-Für Wb, If-P, Elisa - P02794

Artikelnummer: CM0002721



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die menschliche Ferritin Heavy Chain (FTH1) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Eisenstoffwechsel, Autophagie und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ferritin Heavy Chain Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Ferritin Heavy Chain
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2495
GenID	2495
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der menschlichen Ferritin Heavy Chain (P02794) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02794
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel