

Anti-Ferritin Heavy Chain Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02794

Artikelnummer: CM0004856

Einführung

Ferritin Heavy Chain Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ziel ist FTH1, ein Schlüsselprotein für die Eisenspeicherung mit Ferroxidase-Aktivität. Geeignet für Studien zu Autophagie, Eisenhomöostase und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ferritin Heavy Chain Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Ferritin Heavy Chain
Spezies	Human
GeneID (Human)	2495
GeneID	2495
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von humaner Ferritin Heavy Chain
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02794
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eistüte