


Anti-Ferritin Heavy Chain Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02794

Artikelnummer: CM0016187



Einführung

CamelBio liefert diesen Anti-Ferritin Heavy Chain Kaninchen-Polyklonalen Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Rattus-FTH1 (21 kDa). Ideal für die Erforschung des Eisenstoffwechsels und von neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ferritin Heavy Chain Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Ferritin Heavy Chain
Spezies	Human
GeneID (Human)	2495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-183 des humanen Ferritin Heavy Chain (NP_002023.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02794
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eistasche